

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาประสาทวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ตึก 72 ปี ชั้น 4 ตะวันออก โทร 02-4197100

การ key order บางการทดสอบ ใน eHIS ที่ควรทราบ

- 4003319 CSF and serum Oligoclonal band

- * key order เดียวไม่ต้อง key ซ้ำ 2 ครั้ง เพราะการทดสอบนี้ต้องใช้สิ่งส่งตรวจทั้ง CSF และ serum ในการตรวจวิเคราะห์ ชาติ sample อย่างใดอย่างหนึ่ง ห้องปฏิบัติการจะไม่ทำการทดสอบให้เนื่องจากไม่สามารถแปลผลได้
- * การ key ค่าใช้จ่ายก็เช่นเดียวกัน key เก็บค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องแยกเป็น CSF 1 ครั้ง และ serum อีกหนึ่งครั้ง

- 400334 Anti AChR and MuSK

- * key order เพียงครั้งเดียวเช่นกัน ห้องปฏิบัติการจะตรวจวิเคราะห์ให้ทั้ง anti Anti AChR และ Anti MuSK และใช้ clotted blood หรือ serum หลอดเดียว

- 400333 Anti MOG

- * ใช้คำว่า Anti myelin oligodendrocyte glycoprotein ในการค้นหา ถ้าใช้คำว่า Anti MOG จะไม่พบการทดสอบนี้

- 400328 Anti Neuronal antibody

- * คือการทดสอบเดียวกันกับ Paraneoplastic panel

- 400328 Anti Neuronal antibody และ 400329 Autoimmune encephalitis

- * ตรวจได้ทั้ง CSF และ serum ให้ Key เลือกเป็น clotted blood จากนั้นพิมพ์ใบส่งตรวจและแก้ไขด้วยปากกาเป็น CSF ได้

- 400327 Anti NMO antibody

- * คือการทดสอบเดียวกันกับ AQP-4 Key order ค้นหาโดยใช้คำว่า Anti NMO antibody